




Простая и эффективная комбинация с SDR™

Используйте Palodent® Plus с SDR™! Это быстрая, простая процедура для создания хорошего краевого прилегания, плотного контактного пункта и уверенности в Вашей реставрации!



Традиционный метод

SDR™
Smart Dentin Replacement



- Объем до 4 мм без послойного внесения
- Превосходная адаптация в полости за счет текучести
- Совместим с адгезивом, которым Вы работаете*

* Химически совместим с адгезивами и композитами на метакрилатной основе

Информация для заказа

659700	Вводный набор 100 матриц – 25 шт каждого размера: 3,5мм; 4,5мм; 5,5мм; 6,5мм 75 клиньев – 25 шт каждого размера: малые, средние, большие 30 клинья с защитой – 10 шт каждого размера: малые, средние, большие универсальное кольцо, узкое кольцо, хирургические щипцы, пинцет	
625.00.001	Стартовый набор 20 матриц – 15 x 5,5 мм, 5 x 4,5 мм, 15 клиньев – 5 шт каждого размера: малые, средние, большие, 5 клиньев с защитой среднего размера, 2 универсальных кольца, хирургические щипцы, пинцет, 1 SDR пробник: 4 кампьюлы	
Матрицы. Дополнительная упаковка		
659710	Размер 3,5 мм (50 шт в упаковке)	
659720	Размер 4,5 мм (50 шт в упаковке)	
659730	Размер 5,5 мм (50 шт в упаковке)	
659740	Размер 5,5 мм (100 шт в упаковке)	
659750	Размер 6,5 мм (100 шт в упаковке)	
Кольца. Дополнительная упаковка		
659760	Универсальное кольцо (2 шт в упаковке)	
659770	Узкое кольцо (2 шт в упаковке)	
Клинья. Дополнительная упаковка		
659780	Малые (100 шт в упаковке)	
659790	Средние (100 шт в упаковке)	
659800	Большие (100 шт в упаковке)	
Клинья с защитой. Дополнительная упаковка		
659830	Малые (50 шт в упаковке)	
659840	Средние (50 шт в упаковке)	
659850	Большие (50 шт в упаковке)	
659810	Хирургические щипцы. Дополнительная упаковка (1 шт)	
659820	Пинцет. Дополнительная упаковка (1 шт)	

Дентсплай Россия Лимитед
129090, Россия, г. Москва
пр-т Мира, д. 6
тел: +7 (495) 988-28-08
факс: +7 (495) 988-28-09
www.dentsplycis.com

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
www.dentsply.de
Phone +49 (0) 75 31 5 83-0

606.03.000 **SDR Вводный набор**
45 капсул универсального цвета (0,25 г каждая),
1 пистолет для капсул,
1 XenoV+ (2.5мл)



606.03.002 **SDR. Дополнительная упаковка**
15 капсул универсального цвета (0,25 г)



606.03.003 **SDR. Дополнительная упаковка**
50 капсул универсального цвета (0,25 г),
1 SDR коробка для хранения



K79200683-02

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ПЛОТНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ



Реставрация II класса легко и просто

- ✓ Предсказуемый плотный контакт
- ✓ Качественное придесневое прилегание
- ✓ Меньше нависающих краев и финишной обработки
- ✓ Удобность системы в применении

Выраженная краевая кромка для идеальной анатомии

Поддесневая юбка для предотвращения образования продольных пор в апроксимально-поддесневых зонах

Улучшенный изгиб: матрица идеально прилегает к зубу



Ni-Ti сплав, обладающий повышенной прочностью на изгиб и памятью формы, выдерживает до 1000 циклов автоклавирования

Перфорация для легкого позиционирования и удаления

V-образные выступы из упрочненного стекловолокна для удерживания клиньев

Отверстия в клине под пинцет для легкого позиционирования и удаления

МОД



Поддесневое разрушение



Отсутствие бугра



КЛИНЬЯ С ЗАЩИТОЙ

- + Сниженный риск интерпроксимального повреждения примыкающих зубов
- + Упрощение и более быстрое препарирование кариозной полости
- + После препарирования защита вынимается, при этом клин остается на месте



АНАТОМИЧЕСКИЕ КЛИНЬЯ

- + Крылышки клиньев сжимаются и распрямляются, что способствует легкому позиционированию, не травмируя мягкие ткани
- + Нижняя часть клина вогнутая, что позволяет разместить второй клин с другой стороны




МАТРИЦЫ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

- + 3,5 мм: для детских зубов и премоляров
- + 4,5 мм: для премоляров среднего размера
- + 5,5 мм: для моляров, стандартных реставраций класса II
- + 6,5 мм: для глубоких и широких препарированных полостей, восстановление бугорков в молярах



РУЧНЫЕ ЩИПЦЫ

- + Функция замка и изогнутые захваты позволяют безопасно удерживать кольцо
- + Встроенные желобки для возврата кольца в исходное положение



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПИНЦЕТ

- + Пинцет с позитивным захватом для надежной фиксации матрицы и клина
- + Идеальный для точной установки. Минимизация риска выпадения клина или матрицы
- + Встроенный шаровидный стопфер на кончике



ПРОЧНЫЕ NI-TI КОЛЬЦА

- + Универсальные кольца для моляров
- + Узкие кольца для премоляров

